

DESINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTIONS

Date Service

 Professionnel de santé : Chirurgien Anesthésiste Médecin
 IBODE IADE

Pré-requis à l'hygiène des mains

 Zéro bijou Oui Non

 Si bijou(x) lequel(s) ? Alliance Bague Montre Bracelet

Etape 1 : lavage simple au savon doux

Cocher la case correspondante	OUI	NON
Brossage des ongles		
Temps de brossage des ongles (2x30s)		
Rinçage dynamique		
Séchage mécanique (tamponnement)		
Mains visuellement sèches		

Sont visibles au poste de lavage des mains :

- Info DCMF
- Horloge avec trotteuse

Etape 3 : 2ème désinfection par friction

Durée de la 1ère friction :

 < 1 min 1 à 2 min 3 min >3 min

Cocher la case correspondante	OUI	NON
Respect de la technique		
Espaces interdigitaux		
Bout des doigts et pourtour des ongles		
Friction rotative des pouces		
Friction en dessous du coude		
Ensemble de la friction réalisée avec suffisamment de SHA		
Séchage complet des mains et avant-bras		

Etape 2 : 1ère désinfection par friction

Durée de la 1ère friction :

 < 1 min 1 à 2 min 3 min > 3 min

Cocher la case correspondante	OUI	NON
Respect de la technique		
Espaces interdigitaux		
Bout des doigts et pourtour des ongles		
Friction rotative des pouces		
Friction du coude		
Ensemble de la friction réalisée avec suffisamment de SHA		
Séchage complet avant la 2ème friction		